

HASTABAŐI MONİTÖRÜ DUVAR ASKI APARATI TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Askı aparatları Mindray marka UMEC12 model hastabaŐı monitörlerine uyumlu olmalıdır.
2. Aparat cihazı alttan ve arkadan destekleyerek dűşmesini engelleyecek yapıda olmalıdır.
3. Monitör kendi eksenini etrafında saĐa-sola döndürülebilir.
4. Monitör ile sehpa arasında ayrı bir L Őeklinde aparat olmalıdır.
5. Duvara en az 4 adet vidayla sabitlenmelidir.
6. Ürün kompleksi demonte (sök-tak) yapılabilir.
7. Aparat 2 (iki) noktadan eklemlenmi yapıyla cihaza saĐa ve sola hareket imkanı saĐlamalıdır.
8. Uygunluk Klinik Mühendislik Birimi tarafından verilecektir.
9. Montajı firma yapacaktır.

Yüregir Devlet Hastanesi
Veysele ÖZARSLAN
Elektrik Teknisyeni
Sicil No. MM681.4

Yüregir Devlet Hastanesi
Osman KIRSALI
Biyomedikal Mühendis